

EasyDrill®

Cranial Perforator

ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN PARA
SUS PACIENTES



Brocas EasyDrill® Micromar
distribuidas mundialmente por **Medtronic***

Con base en un amplio trabajo de investigación y desarrollo, Micromar ha utilizado toda su tradición en la neurocirugía para crear sus nuevas Brocas EasyDrill®.

*Consulte la disponibilidad y el distribuidor oficial en su región.

Proyectadas para utilización con **conexiones Hudson**, las brocas EasyDrill® combinan un corte eficiente con alta tecnología.

PROTECCIÓN

Eficiencia y protección de la tecnología **Autostop**.

ALTO RENDIMIENTO

Geometría de corte única que proporciona perforaciones **rápidas y suaves**.
Punta antideslizante que garantiza una mayor estabilidad y precisión.

SEGURIDAD

Probadas individualmente, las Brocas EasyDrill® posee **Certificación en Europa, América Latina y Estados Unidos**.

VARIEDAD

Cuatro diferentes modelos, para distintas aplicaciones, identificadas por colores.



VEA LOS MODELOS DISPONIBLES ABAJO.

Color	Código	Diámetro Externo	Diámetro Interno	Altura	Grosor de hueso mínimo
	BA0008FAA	9.0 mm	6.0 mm	3.0 mm	3.25 mm
	BA0011FAA	11.0 mm	7.0 mm	3.0 mm	3.25 mm
	BA0210FAA	14.0 mm	11.0 mm	1.5 mm	1.75 mm
	BA0010FAA	14.0 mm	11.0 mm	3.0 mm	3.25 mm

Haga clic en el botón y aprenda a elegir el modelo de perforación ideal para cada procedimiento.

Aprende a elegir

ESP - VER: 07 - 01/08/2023. Todos los derechos reservados.

Las imágenes utilizadas en este catálogo son meramente ilustrativas. Versión en vigor del catálogo disponible en nuestro sitio web.

Consulte la disponibilidad y el distribuidor oficial en su región. REGISTRO ANVISA: 80051250022

Micromar Ind. Com. Ltda.

Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168

CEP: 09980-390

Diadema · São Paulo · Brasil

+55 11 4057-5722

international@micromar.com

 micromar.com

 facebook.com/micromar

 instagram.com/micromarneurosurgery

 linkedin.com/company/micromar

MICROMAR
INSPIRED BY LIFE