

EasyDrill®

Broca para Perfuração Cranial

PERFORMANCE E PROTEÇÃO PARA
SEUS PACIENTES



Brocas EasyDrill® Micromar
mundialmente distribuídas por **Medtronic***

A partir de um intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, a Micromar empregou toda sua tradição em neurocirurgia no desenvolvimento de suas brocas EasyDrill®.

*Verifique disponibilidade e distribuidor oficial em sua região.

Projetadas para utilização com **engate Hudson**, as brocas EasyDrill® combinam um corte eficiente aliado à alta tecnologia.

PROTEÇÃO

Eficiência aliada à proteção da tecnologia **Autostop**.

ALTA PERFORMANCE

Geometria de corte exclusiva que proporciona perfurações **rápidas e suaves**.
Ponta anti-deslizante que garante maior **estabilidade e precisão**.

SEGURANÇA

Testadas individualmente, as brocas EasyDrill® possuem **certificações na Europa, América Latina e Estados Unidos**.

VARIEDADE

Quatro modelos diferentes, para aplicações distintas, identificadas por cores.



VEJA ABAIXO OS MODELOS DISPONÍVEIS.

Cor	Código	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Altura	Espessura mínima do osso
	BA0008FAA	9.0 mm	6.0 mm	3.0 mm	3.25 mm
	BA0011FAA	11.0 mm	7.0 mm	3.0 mm	3.25 mm
	BA0210FAA	14.0 mm	11.0 mm	1.5 mm	1.75 mm
	BA0010FAA	14.0 mm	11.0 mm	3.0 mm	3.25 mm

Clique no botão e saiba como escolher o modelo ideal para cada procedimento.

Aprenda a escolher

POR - VER: 07 - 01/08/2023. Todos os direitos reservados.

As imagens utilizadas neste catálogo são meramente ilustrativas. Verifique disponibilidade e distribuidor oficial em sua região.

Versão vigente do catálogo disponível em nosso site. REGISTRO ANVISA: 80051250022

Micromar Ind. Com. Ltda.

Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168

CEP: 09980-390

Diadema - São Paulo - Brasil

+55 11 4057-5722

comercial@micromar.com

 micromar.com

 facebook.com/micromar

 instagram.com/micromarneurosurgery

 linkedin.com/company/micromar

M I C R O M A R
INSPIRED BY LIFE