

PINES DESECHABLES PARA FIJACIÓN CRANEAL



CARACTERÍSTICAS



Punta del pin modelo adulto.



Punta del pin modelo pediátrico.

- Punta angulada y con grande resistencia mecánica. Su amplio ángulo evita torsión y además que la punta se doble contra el hueso del paciente al aplicar fuerza;
- Diseño que ofrece grande fijación y mínimo impacto en el paciente;

- Ergonomía que facilita la inserción y retirada del pin en el fijador craneal;
- Modelos adultos y pediátricos, especialmente diseñados para ser mínimamente invasivos;
- Esterilización por ETO.


SEGURIDAD

Los pines de fijación craneal Micromar poseen protección en su punta para evitar accidentes durante la preparación del paciente.



MODELOS

Micromar ofrece pines para fijación craneal producidos en Acero Inoxidable, Titanio y Aluminio - más ligero y con menor interferencia de artefacto en las imágenes - todos desarrollados con diferentes características para satisfacer las distintas necesidades quirúrgicas.



El kit de pines para fijación craneal de uso único se compone de 03 unidades del mismo modelo.



CÓDIGO	MATERIAL	USO
MD0300FAA	Acero Inoxidable	Pediátrico
MD0100FAA	Acero Inoxidable	Adulto



MD0310FAA	Aluminio	Pediátrico
MD0110FAA	Aluminio	Adulto



MD0320FAA	Titanio	Pediátrico
MD0120FAA	Titanio	Adulto

MICROMAR

INSPIRED BY LIFE



ESP - VER: 03 - 01/06/2023. Todos los derechos reservados.

Las imágenes utilizadas en este catálogo son meramente ilustrativas. Consulte la versión en vigor del catálogo disponible en nuestro sitio web.

Micromar Ind. Com. Ltda.

Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168

CEP: 09980-390

Diadema · São Paulo · Brasil

+55 11 4057-5722

international@micromar.com

 micromar.com

 facebook.com/micromar

 instagram.com/micromarneurosurgery

 linkedin.com/company/micromar