


# PINOS DESCARTÁVEIS PARA FIXAÇÃO CRANIAL



# CARACTERÍSTICAS



*Ponta do pino modelo adulto.*



*Ponta do pino modelo pediátrico.*

- Ponta angulada e com grande resistência mecânica. Quando exercida pressão, seu design evita torção ou que a ponta dobre contra o osso do paciente;
- Design que oferece grande fixação e mínimo impacto ao paciente;

- Ergonomia que facilita a inserção e remoção do pino no fixador cranial;
- Modelos adultos e pediátricos, especialmente projetados para serem minimamente invasivos;
- Esterilização por ETO.


## SEGURANÇA

Os pinos de fixação cranial Micromar possuem uma proteção removível para suas pontas, evitando acidentes durante o preparo do paciente.



# MODELOS

A Micromar oferece pinos para Fixação Cranial produzidos em Aço Inoxidável, Titânio e Alumínio - mais leve e com menor interferência de artefato nas imagens - desenvolvidos com diferentes características para atender as diversas necessidades cirúrgicas.



*O kit de pinos para fixação cranial de uso único é composto por 03 unidades do mesmo modelo.*



CÓDIGO	MATERIAL	USO
MD0300FAA	Aço Inox	Pediátrico
MD0100FAA	Aço Inox	Adulto



MD0310FAA	Alumínio	Pediátrico
MD0110FAA	Alumínio	Adulto



MD0320FAA	Titânio	Pediátrico
MD0120FAA	Titânio	Adulto

# MICROMAR

INSPIRED BY LIFE



POR - VER: 03 - 01/06/2023. Todos os direitos reservados.

As imagens utilizadas nesse catálogo são meramente ilustrativas. Verifique a versão vigente do catálogo disponível em nosso site.

## Micromar Ind. Com. Ltda.

Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168

CEP: 09980-390

Diadema · São Paulo · Brasil

+55 11 4057-5722

comercial@micromar.com

 micromar.com

 facebook.com/micromar

 instagram.com/micromarneurosurgery

 linkedin.com/company/micromar